



水銀柱イメージ血圧計

水銀レス血圧計

KM-380
KM-382スタンド型

水銀
不使用

シンプル操作と 便利な機能

- 電源ボタンを押して加圧するだけ
- バックライト点灯
- ウォッシュブルカフ標準装備
- 軽量設計



KENZMEDICO

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。

測定方法は水銀血圧計と同じ。操作は簡単。
電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。

暗い場所でもバックライトで見やすいバー表示
測定中のみ点灯の省エネタイプです。
(20mmHg以上加圧すると自動的に点灯。20mmHg以上加圧しない状態が5秒以上経過すると自動的に消灯します。)

軽量設計

KM-380の底面には滑り止め付き

オートパワーOFF機能付き
詳細は製品仕様欄を御覧ください。

電池寿命
約5,000回の測定が可能です。
(KM-382は約4,000回可能)

ウォッシュブルカフ標準装備

送気球には送気球カバー付き



水銀レス血圧計
KM-380



水銀レス血圧計
KM-382スタンド型



水銀レス血圧計
KM-382本体


品目番号	品名	希望小売価格(税別)
0380B001	水銀レス血圧計 KM-380	¥9,000
0382B001	水銀レス血圧計 KM-382 スタンド型	¥21,000
0382B051	水銀レス血圧計 KM-382 本体	¥13,500

■ 別売品/補充品

品目番号	品名	希望小売価格(税別)
1099F811	ウォッシュブルカフSS 2チューブ 標準型	¥2,800
1099F812	ウォッシュブルカフS 2チューブ 標準型	¥3,000
1099F813	ウォッシュブルカフM 2チューブ 標準型	¥3,000
1099F814	ウォッシュブルカフL 2チューブ 標準型	¥3,200
1099F815	ウォッシュブルカフLL 2チューブ 標準型	¥3,400
1098F421	ノンラテチューブ 1本入	¥600
0370B650	コネクタープラグ(洗浄用キャップ)2ヶ入	¥300
1098F121	送気球(カバー付き)	¥1,500
0620B503	上肢台	¥10,000

■ 製品仕様

販売名	水銀レス血圧計 KM-380
圧力測定範囲	20~300mmHg 目量 2mmHg
カフ内圧力表示の誤差	±3mmHg以内
寸法 (単位:mm)	収納時 334(奥)×96(幅)×65(高) 使用時 334(奥)×96(幅)×338(高)
本体重量	680g(電池含む、カフ・送気球含まず)
電撃保護	内部電源機器 BF装着部 ※本品はEMC規格IEC 60601-1-2に適合
電源	単3アルカリ電池3本(充電電池使用可能) ※単3アルカリ電池使用時約5,000回測定可能
オートパワーオフ	圧力変化が約5分間感知されないと電源オフ
電氣的定格	DC4.5V
消費電力	最大0.2W(バックライト点灯時)
標準付属品	ウォッシュブルカフM 2チューブ 標準型×1 ※ノンラテックス 送気球(カバー付き)×1 ※ラテックス 10cm延長チューブ×1 ※ノンラテックス 単3アルカリ電池(モニター用)×3 コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2 取扱説明書(保証書付き)×1
機器分類(クラス分類)	一般医療機器(クラスI)
製造販売届出番号	11B2X00021380001



販売名	水銀レス血圧計 KM-382 スタンド型
圧力測定範囲	20~300mmHg 目量 2mmHg
カフ内圧力表示の誤差	±3mmHg以内
寸法(単位:mm)	全高1080~1300(中パイプの高さ調整による)
総重量	約3320g
電撃保護	内部電源機器 BF装着部 ※本品はEMC規格IEC 60601-1-2に適合
電源	単3アルカリ電池2本(充電電池使用可能) ※単3アルカリ電池使用時約4,000回測定可能
オートパワーオフ	血圧測定が約3分間行われないと電源オフ
ホールド機能	最大5ポイント圧力値を記録できる
電氣的定格	DC3V
消費電力	最大0.2W(バックライト点灯時)
標準付属品	ウォッシュブルカフM 2チューブ 標準型×1 ※ノンラテックス 送気球(カバー付き)×1 ※ラテックス 30cm延長チューブ×1 ※ノンラテックス 単3アルカリ電池(モニター用)×2 コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2 取扱説明書(保証書付き)×1
機器分類(クラス分類)	一般医療機器(クラスI)
製造販売届出番号	11B2X00021382001

販売名	水銀レス血圧計 KM-382 本体
寸法(単位:mm)	150(奥)×149(幅)×479(高)
本体重量	約1520g(カフボックス・取手・電池含む、カフ・送気球含まず)
標準付属品	水銀レス血圧計KM-382スタンド型と同様
機器分類(クラス分類)	一般医療機器(クラスI)
製造販売届出番号	11B2X00021382051

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ<http://www.kenzmedico.co.jp>