



抗菌聴診器


# ナーシングフォネット

No.116Ⅱ(シングル) KENZMEDICO  
No.126Ⅱ(ダブル) KENZMEDICO



—軽量・耳に優しい・抗菌—

## *Nursingphonette*



KENZMEDICO

抗菌聴診器  
ナーシングフォネット


# Nursingphonette

## My 聴診器選びのポイント


- 1.自分の耳にピッタリ合う、痛くない。
- 2.聴きたい音がクリアに聴こえる。
- 3.持つ喜びを感じられる色・デザイン。
- 4.安心・信頼できるメーカー。



## 「耳が痛くない」その秘密は?



**その①**  
耳穴にピッタリ合うように、  
耳管の角度調節ができます。



**その②**  
回転金具を用いることでイヤ  
ピースが耳穴にフィットした  
まま耳管が回転します。  
これにより、耳穴とイヤピース  
の摩擦を軽減しました。

### 標準付属品

ソフトイヤピース(大)



ネームタグ




装着例

仕様		ナーシングフォネット No.116 II・126 II KENZMEDICO	
品名	ナーシングフォネットNo.116II KENZMEDICO	ナーシングフォネットNo.126II KENZMEDICO	
種別	シングル聴診器	ダブル聴診器	
材質	チェストピース	アルミニウム (抗菌 UV塗装) φ48mm	
	振動板	ガラスエポキシ (抗菌)	
	耳管	真鍮 (クロームメッキ)	
	チューブ	ポリ塩化ビニール	
	イヤピース	シリコンゴム 回転式ソフトイヤピース	
	シャフト	真鍮 (クロームメッキ)	
	リング	樹脂 (抗菌)	
	ベルカバー		シリコンゴム(抗菌)
全長		約730mm	
重量	約90g		約108g
標準付属品	ネームタグ1個 ソフトイヤピース 大 1セット		
カラーバリエーション	ブラック/ダークネイビー/セイルブルー/ライラック/スカイブルー/ピンク/ラズベリーピンク ハンターグリーン/グレー/パーガンディ/パールピンク/パールブルー/パールプラム		
製造販売届出番号	11B2X00021116101	11B2X00021126101	

■製品の仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ■全長、重量については多少の増減があります。  
■本体の保証は1年となっています。

## カラーバリエーション



製造販売業者

## ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1  
TEL (0495) 71-1001 FAX (0495) 72-6716  
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>