



ラパポートタイプ聴診器

マルチスコープ

No.141 KENZMEDICO



Multiscope

マルチスコープ

Made in Japan
日本製

Traditional form
伝統的フォルム

Versatile option
幅広い用途

KENZMEDICO

こだわりの日本製!! 正統派ラパポートタイプ聴診器登場!

- ◇付属のパーツ交換にて、成人から小児まで幅広い用途でお使いいただけます。
- ◇各 부품の脱着が可能のため、効率的なクリーニングが行えます。
- ◇外科・循環器科・救命救急処置室他……幅広い医療現場で支持されています。

■標準仕様

○ダイヤフラム大・ベル大



用途に応じて組み合わせ自在です

○ダイヤフラム大・ベル中



※主に成人(痩せ型)診察時

○ダイヤフラム小・ベル小



※主に新生児診察時

○ダイヤフラム大・小



※主に呼吸音聴診時

○ダイヤフラム小・ベル中



※主に小児診察時

■標準付属パーツ

ベル小 ベル中



141小児用ダイヤフラムセット

141イヤークリップ 小

仕 様

材 質	チェストピース	真鍮	サ イ ズ	全長	約64cm
	振動板	ガラスエポキシ		重量	約270g
	ベル	ABS樹脂		ダイヤフラム径	(大)約φ43mm (小)φ約30mm
	ディスク	ABS樹脂		ベル径	(大)約φ35mm (中)約φ27mm (小)約φ21mm
	耳管	真鍮(外バネ式)	付 属 品	141イヤークリップ小 1セット	
	チューブ	軟質塩化ビニール		141小児用ダイヤフラムセット 1個	
	イヤピース	シリコンゴム		ベル中 1個 ベル小 1個	
	シャフト	真鍮	チューブカラー	ブラック	
	リング	亜鉛	届出品目番号	11B2X00021141001	

■仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。 ■全長・重量には多少の増減があります。 ■本体の保障は1年となっております。

メンテナンスキット(オプション品)

141チェストピースキット(成人用)	141成人用ダイヤフラムセット…1	141ベル大…1	ベル中…1
141チェストピースキット(小児用)	141小児用ダイヤフラムセット…1	141ベル小…1	
141イヤークリップ2個(1対)大	141イヤークリップ大…2		
141イヤークリップ2個(1対)小	141イヤークリップ小…2		
141メンテナンスキット35cm	35cmチューブ…2	バンドチューブKバフクローム…1	樹脂飾り金具…2 141バネ…1
141メンテナンスキット45cm	45cmチューブ…2	バンドチューブKバフクローム…1	樹脂飾り金具…2 141バネ…1
141メンテナンスキット60cm	60cmチューブ…2	バンドチューブKバフクローム…1	樹脂飾り金具…2 141バネ…1

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1
TEL (0495)71-1001 FAX (0495)72-6716
URL <http://www.kenzmedico.co.jp>