



大型メータ血圧計

大型アネロイド血圧計

No.541 No.542 No.543 KENZMEDICO



—見やすい目盛り・正確で堅牢—

Aneroid Sphygmomanometer

KENZMEDICO

大型だから見やすい！！

ウォッシュブルカフ標準装備

使用シーンで選べる3タイプ 卓上型・スタンド型・クランプ型

大型アネロイド血圧計 No.543 KENZMEDICO 卓上型

軽量で持ち運びも容易


大型収納BOX付



大型アネロイド血圧計 No.541 KENZMEDICO クランプ型

パイプやボードに取付可能

メータが360°回転



大型アネロイド血圧計 No.542 KENZMEDICO スタンド型

大型収納BOX付

5脚で安定

高さ調節が可能



■ カフ(腕帯)はウォッシュブルカフを標準装備

- 液体が染み込まないノンブラダーのワンピースカフ(内面ウレタンコーティング)。消毒液での洗浄も簡単。
- チューブを外してコネクタープラグ(洗浄用キャップ)を付ければ、水洗いも可能。



■ 送気球カバー付き

- カバーによって送気球が一回り大きく、滑りにくいので送気しやすくなっています。
- ゴム部に直接触れないので、不快なべトベト感がなくゴム臭もありません。



* ゴムアレルギー防止用器具ではございません。

■ 製品仕様

販売名	大型アネロイド血圧計 No.541 KENZMEDICO		大型アネロイド血圧計 No.542 KENZMEDICO		大型アネロイド血圧計 No.543 KENZMEDICO	
	ホワイト	ブルー	ホワイト	ブルー	ホワイト	ブルー
品目番号	0541B051	0541B052	0542B051	0542B052	0543B051	0543B052
測定範囲	20~300mmHg					
寸法	メータ外形 約165mm(タテ)×約165mm(ヨコ) 全高(No.542) 約800~約1180mm					
全重量	約860g		約3,800g		約940g	
標準装備品	ウォッシュブルカフM 2チューブ標準型×1、コネクタープラグ×2、送気球(カバー付き)×1、コイルチューブ×1、10cm延長チューブ×1、541クランプセット(No.541のみ)×1、541組立説明書(No.541のみ)、542説明書(No.542のみ)、保証書、添付文書					
機器分類/クラス分類	一般医療機器/クラスI					
希望小売価格(税別)	¥20,000		¥28,000		¥15,000	
製造販売届出番号	11B2X00021541051		11B2X00021542051		11B2X00021543051	

*製品の仕様は予告なく変更させていただくことがあります。

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>