

Q. どのような血圧計に使用できますか？

A. ウォッシュャブルカフは一般医療機器に使用可能

一般医療機器（器械式血圧計）、主に水銀血圧計・アネロイド血圧計にお使い頂けます。
自動測定機能のある他社血圧計（ケンツメディコ以外）は各メーカーにお問い合わせください。
ワンハンドタイプのような血圧計には、チューブの片方をコネクタプラグで塞いで
ご使用ください。

血圧計/サイズ	SS	S	M	L	LL
水銀血圧計No. 601	○	○	○	○	○
水銀血圧計No. 605P	○	○	○	○	○
水銀血圧計No. 610	○	○	○	○	○
水銀血圧計No. 620	○	○	○	○	○
アネロイド血圧計 No. 500	○	○	○	○	○
アネロイド血圧計 No. 501	×	×	×	×	×
アネロイド血圧計 No. 560	○	○	○	○	○
大型アネロイド血圧計 No. 541 KENZMEDICO	○	○	○	○	○
大型アネロイド血圧計 No. 542 KENZMEDICO	○	○	○	○	○
大型アネロイド血圧計 No. 543 KENZMEDICO	○	○	○	○	○
耐衝撃性アネロイド血圧計 Dura-X No. 555	○	○	○	○	○
ワンハンド電子血圧計 KM-370 レジーナ	×	○	○	○	×
水銀レス血圧計 KM-380	○	○	○	○	○
水銀レス血圧計 KM-382	○	○	○	○	○