



 COREshieldz

 COREshieldz

 COREshieldz

 COREshieldz

 COREshieldz

 COREshieldz



聴診器のチェストピースに貼って使用する  
ディスポーザブルの  
カバーシールです。

感染防止を簡単に

Made in U.S.A

## 知ってましたか？

- ・試験した 68% の聴診器には感染物質が付着していた。  
- The Open Infectious Diseases Journal, 2009,3,P80 - 82
- ・消毒後の聴診器にも、雑菌が付着したままの場合がある。  
- Journal of Infection Prevention February 2005 vol.6 no.1 P15-17

# KENZMEDICO

# Why CoreShieldz? なぜコアシールドズなのか？

## ●感染防止

聴診器を介しての微生物の拡散、消毒の質による効果のばらつきを防ぎます。

## ●時間短縮

数秒で取り付けることができるため、消毒に要する時間（消毒＋乾燥）を短縮できます。

## ●コスト削減

一般論として、起こり得る医療関連感染を防ぐことがコスト削減につながります。

サンプル品




サンプルは左右どちらから剥がし、お使いの聴診器にそのまま貼りつけて下さい。

※使用後は聴診器から剥がし、廃棄して下さい。

## ポリエチレン素材、0.076mmの厚さで聴診音への障害がありません

(図) コアシールドズ使用時・未使用時の聴診音データ



聴診に必要とされる周波数域(30-1000Hz)において、コアシールドズ使用時と未使用時の有意差はありません。



**コアシールドズ  
(500枚入り)**  
希望小売価格 **¥5,500(税別)**  
商品BOXがそのままディスペンサーとしてご使用いただけます。



**壁掛け用ディスペンサー**  
希望小売価格 **¥8,750(税別)**  
壁掛けとしてご使用される場合は、こちらをお求め下さい。  
※壁掛け用ディスペンサーにはコアシールドズは入っていません。

※商品の仕様は予告なく変更させていただくことがあります。