

学校教材の新アイテム

パルスオキシメータ
バルモニ KM-350



Pulmoni®
レモンイエロー ライラック コーラルピンク ベールブルー リーフグリーン



希望小売価格 ¥34,000(税別)
特別価格 **¥19,445(税別)** ¥21,000(税込)

ワンハンド電子血圧計
KM-370II(レジーナII)



品名	品番
ワンハンド電子血圧計 KM-370IIウォッシュブルカフSサイズ	0370B051
ワンハンド電子血圧計 KM-370IIウォッシュブルカフMサイズ	0370B052
ワンハンド電子血圧計 KM-370IIウォッシュブルカフLサイズ	0370B053
ワンハンド電子血圧計 KM-370IIナイロンカフブラダースサイズ	0370B056
ワンハンド電子血圧計 KM-370IIナイロンカフブラダースMサイズ	0370B055
ワンハンド電子血圧計 KM-370IIナイロンカフブラダースLサイズ	0370B057

希望小売価格 ¥18,800(税別)
特別価格 **¥13,241(税別)** ¥14,300(税込)

ご注文方法

■ご注文される場合は **ご注文用紙** に必要事項をご記入の上、当社製品取扱店様 へのご注文をお願いいたします。

ご注文用紙

★当社製品取扱店様へのご注文となります。

学校名	学年()年生
フリガナ 氏名	電話番号
ご住所 〒	

※上記枠内は全てご記入ください。

ご注文	品名	品番	学生特別価格(税込)
			¥
			¥
			¥
			¥

合計金額(税込) ¥



アルファベットは12文字以内です。漢字・ひらがな・カタカナ・数字は6文字以内です。
ハート ☆ ♪ も可能です。1マス分必要となります。
※刻印可能な漢字は常用漢字のみになります。
※アルファベットはゴシック体、イタリック体のどちらかをお選びください。指定がない場合はゴシック体になります。

フレアフォネット聴診器に名前を刻印します。

※ナーシングフォネットNo.116II、No.126IIは付属のネームタグをご利用ください。

ゴシック体									
イタリック体									

●見本が必要な場合はお手数ですがケンツメディコまでご連絡ください。

取扱店様へ
注文品手配・納期確認は、事前にケンツメディコ株式会社まで
ご連絡ください。

ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1
TEL:(0495)71-1001 FAX:(0495)72-6716
http://www.kenzmedico.co.jp

取扱店

KENZMEDICO 聴診器・血圧計

期間 2016年3月 ▶ 2016年9月

頑張る学生さん

春夏応援キャンペーン

この春新発売
水銀レス血圧計のニューモデル!!

“パツ”と点いて
“パツ”と使える

ケンツメディコオリジナル機能が満載

- クイックスタンバイ
- 新型バックライト液晶
- 測定中の誤操作防止機能



安心のノンラテックス仕様

2種類のカフから
選択可

綿カフ仕様



ウォッシュブルカフ仕様



学生特別価格

聴診器・血圧計を学生特別価格にてご提供いたします。

学生さんバック

聴診器フレアフォネットには、学生さんバックとして
下記をセットでご提供いたします。

- ① ネーム入れ
- ② 聴診ベスト

聴診器ポーチ

聴診器フレアフォネットをご注文の先着1000名様に
聴診器ポーチをお付けいたします。

KENZMEDICO ケンツメディコ

ケンツメディコは創業以来、聴診器・血圧計を中心とした
医療機器メーカーとして、JAPANブランドの誇りと品質
を守りつづけています。

NEW! ケンツメディコ独自のJAPANカスタム
電源ボタンを押せば“パツ”と点いて“パツ”と使えるシンプル操作!

水銀レス血圧計

品名
水銀レス血圧計 KM-380II
希望小売価格 ¥9,000(税別)
★学生特別価格 **¥6,389(税別)**
¥6,900(税込)

- 重量:約680g(電池含む、カフ・送気球含まず)
- サイズ(収納時):約334(縦)×約96(幅)×約65(高)mm
(使用時):約334(縦)×約96(幅)×約338(高)mm
- 電源:単3アルカリ電池3本

KENZMEDICO
ORIGINAL
ケンツメディコオリジナル

クイックスタンバイ

測定準備完了までの時間短縮
電源投入後、約2秒で測定に入れます。

新型バックライト液晶

照度2段階機能を採用
・加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。
・測定中は常時点灯。

測定中の誤操作防止

測定中に誤って電源ボタンを押しても電源は切れません。

オートパワーOFF機能付き

加圧しない状態で約5分間経過すると自動的に電源OFF。

シンプル機能

測定方法は水銀血圧計と同じで簡単。測定値ホールド機能、脈拍数測定表示がないシンプル機能。

電池寿命

約6,000回の使用が可能。

ノンラテックス仕様

送気球、ブラダー、チューブの素材は、天然ゴムを一切使用していない安心のノンラテックス仕様。



3月発売

⚠ 同色系類似品にご注意ください。性能が異なります。



カフは選べる
2種類!

綿カフ仕様

学習用にふさわしい
無地で肌あたりの柔らかい綿製カフです。



品名
水銀レス血圧計
KM-380II 綿カフ仕様

品番 0380B111

ウォッシュャブルカフ仕様

洗えるタイプのカフです。



品名
水銀レス血圧計
KM-380II ウォッシュャブルカフ仕様

品番 0380B101

持ち運びに便利!!



品名
血圧計ポーチ
¥1,574(税別)
¥1,700(税込)

品番 ピンク:1601B102 スカイブルー:1601B101

耐衝撃性アネロイド血圧計

衝撃に強いメータを採用。

希望小売価格 ¥8,800(税別)
★学生特別価格 **¥6,852(税別)**
¥7,400(税込)

- 落としても安心
- 軽くてコンパクト
- メータは脱着可能
- メータがカフに隠れないので読み取りが容易
- 血圧計バッグ、ゴム球カバー付

標準型カフ仕様

肌あたりの柔らかい
ナイロンカフ仕様です。



品名
アネロイド血圧計 No.555
標準型カフ仕様

カフカラー	品番
① グレー	0555B025
② レッド	0555B022
③ グリーン	0555B023
④ ブルー	0555B021
⑤ ティール	0555B026
⑥ ライトブルー	0555B028
⑦ ピンク	0555B027
⑧ マゼンタ	0555B024

ウォッシュャブルカフ仕様

洗えるタイプのカフ仕様です。



品名
アネロイド血圧計 No.555
ウォッシュャブルカフ仕様

品番 0555B071
※付属のカフは「ウォッシュャブルカフ M2チューブ標準型」です。

- メータ重量:約80g ●メータサイズ:径約φ6cm、厚さ約3cm
- 送気球サイズ:最大径約φ4cm、長さ約11cm
- ※T型カフ仕様もご用意できます。お問い合わせください。

アネロイド血圧計



希望小売価格 ¥6,000(税別)
★学生特別価格 **¥4,167(税別)**
¥4,500(税込)

品名	品番
アネロイド血圧計 No.500	
カフカラー及び材質	
紺:綿	0500B003
オレンジ:ナイロン	0500B022
グリーン:ナイロン	0500B023
スカイブルー:ナイロン	0500B025
ピンク:ナイロン	0500B024

●全重量:約450g

- アネロイド血圧計のベーシックタイプ
- 小型で携帯に便利
- 血圧計バッグ付

オールステンレス聴診器

最も基本に忠実なスタンダード聴診器です。
多くのナース・ドクター、あらゆる医療従事者の皆様より
ご愛顧いただいている聴診器です。



パールピンク

ブラックエディション
バーガンディ

! ブラックエディション
シリーズのお届けには
お時間がかかります

ご注意)こちらのブラックエディションシリーズにつきましては、受注後製品お届けまでに2週間から3週間のお時間をいただいております。

品名
フレアーフォネット No.137

希望小売価格 ¥15,000(税別)
★学生特別価格 **¥8,796(税別)**
¥9,500(税込)

- 全長:約72cm ●重量:約140g
- 付属品:ソフトイヤピース大1セット、シーリングイヤピース大・小1セット

品名
フレアーフォネット No.137
— ブラックエディションシリーズ —

※学生さん限定販売です
希望小売価格 ¥16,800(税別)
★学生特別価格 **¥10,186(税別)**
¥11,000(税込)

- 全長:約72cm ●重量:約140g
- 付属品:ソフトイヤピース大1セット、シーリングイヤピース大・小1セット


製品特徴

- チェストピースも耳管もステンレス製。音響特性が優れクリアな聴診が可能。
- 誰の耳にもぴったりと合うように耳管の角度調節が可能。
- 回転式のイヤピースによって、耳穴に起こる余計な摩擦を軽減。



抗菌・軽量(アルミ製)聴診器

軽量・抗菌モデルの聴診器です。
ナースの声から誕生しました。



抗菌仕様は
ケンツメディコだけ



付属品 ネームタグ



※ネーム入れはできません。
付属のネームタグをご利用ください。



No.116II シングル

品名
ナーシングフォネット No.116II(シングル)
希望小売価格 ¥4,300(税別)
★学生特別価格 **¥3,611(税別)**
¥3,900(税込)

- 全長:約73cm
- 重量:約90g
- 付属品:ソフトイヤピース大1セット、ネームタグ1枚



No.126II ダブル

品名
ナーシングフォネット No.126II(ダブル)
希望小売価格 ¥5,400(税別)
★学生特別価格 **¥4,537(税別)**
¥4,900(税込)

- 全長:約73cm
- 重量:約108g
- 付属品:ソフトイヤピース大1セット、ネームタグ1枚

製品特徴

- 抗菌加工を施しつつも清潔に。
- アルミ製の軽量仕上げ。
- 誰の耳にもぴったりと合うように耳管の角度調節が可能。
- 回転式のイヤピースによって、耳穴に起こる余計な摩擦を軽減。

品番	品名
0137B001	ブラック
0137B002	ネイビーブルー
0137B003	セイルブルー
0137B004	ライラック
0137B005	スカイブルー
0137B006	ピンク
0137B007	ラズベリーピンク
0137B008	バーガンディ
0137B009	グレー
0137B071	ダークネイビー
0137B072	ハンターグリーン
0137B073	チョコレート
0137B074	パールピンク
0137B075	パールブルー
0137B076	パールプラム

ブラックエディションシリーズ

品番	品名
0137B091	ブラック
0137B201	ネイビーブルー
0137B202	セイルブルー
0137B203	ライラック
0137B204	スカイブルー
0137B205	ピンク
0137B206	ラズベリーピンク
0137B207	バーガンディ
0137B208	グレー
0137B209	ダークネイビー
0137B210	ハンターグリーン
0137B211	チョコレート
0137B212	パールピンク
0137B213	パールブルー
0137B214	パールプラム

品番	品名
0126B106	ブラック
0116B106	シングル
0126B107	ダークネイビー
0116B107	
0126B108	ハンターグリーン
0116B108	
0126B104	セイルブルー
0116B104	
0126B105	ライラック
0116B105	
0126B102	スカイブルー
0116B102	
0126B101	ピンク
0116B101	
0126B109	ラズベリーピンク
0116B109	
0126B103	グレー
0116B103	
0126B110	バーガンディ
0116B110	
0126B111	パールピンク
0116B111	
0126B112	パールブルー
0116B112	
0126B113	パールプラム
0116B113	