



複数人用聴診器

教育用聴診器(二人用)

教育用聴診器(四人用)

No.164 II No.166 KENZMEDICO

## 聴診学習に最適な 複数人用聴診器

二人用



四人用



### ■主な製品仕様

品名	教育用聴診器(二人用) No.164 II
品目番号	0164B021
カラー	ブラック
全長	約860mm
重量	約190g
ダイヤフラム面径	Φ約47mm
ベル面径	Φ約31mm
製造販売届出番号	11B2X00021164021
希望小売価格(税別)	¥5,000

### ■主な製品仕様

品名	教育用聴診器(四人用) No.166
品目番号	0166B001
カラー	ブラック
全長	約1390mm
重量	約350g
ダイヤフラム面径	Φ約47mm
ベル面径	Φ約31mm
製造販売届出番号	11B2X00021166001
希望小売価格(税別)	¥8,000

■製品の仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ■全長、重量については多少の増減があります。 ■本体の保証は1年となっております。

製造販売業者

**ケンズメディコ株式会社**

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1  
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716  
ホームページ<http://www.kenzmedico.co.jp>

**KENZMEDICO**