

豊富な機種がラインナップ / ケンツメディコの血圧計

品名 **アナロイド血圧計 No.555**

希望小売価格 ¥9,400(税別)
学生特別価格 ¥7,264(税別) [¥7,990(税込)]
 製造販売届出番号 11B2X00021555001

耐衝撃性
モデル

便利な
360°回転式

メータを
スライドさせる
ループベルト

血圧計
バッグ付き!

詳しい特徴は
こちらから▼



血圧計人気 No.1

標準型カフ仕様

肌あたりの柔らかいナイロンカフ仕様です。



ウォッシュャブルカフ仕様

消毒液での清拭が簡単!チューブを外し、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)を付ければ水洗いも可能です。

感染対策に
洗えるカフ



品名 **アナロイド血圧計 No.500**

希望小売価格 ¥6,400(税別)
学生特別価格 ¥4,409(税別) [¥4,850(税込)]
 製造販売届出番号 11B2X00021500002

アナロイド
血圧計の
スタンダード
タイプ

メータを
スライドさせる
ループベルト
※ナイロンカフ仕様

小型で
携帯に便利

血圧計
バッグ付き!

詳しい特徴は
こちらから▼



綿カフ仕様



ナイロンカフ仕様



品名 **水銀レス血圧計 KM-380II**

希望小売価格 ¥10,300(税別)
学生特別価格 ¥7,182(税別) [¥7,900(税込)]
 製造販売届出番号 11B2X00021380101

水銀不使用

バックライト
機能搭載

選べる
カフ仕様

詳しい特徴は
こちらから▼



ウォッシュャブルカフ仕様

洗えるタイプのカフです。



綿カフ仕様

学習用にふさわしい無地で肌あたりの柔らかい綿製です



品名 **血圧計用ポーチ**

¥1,546(税別) [¥1,700(税込)]



ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
 TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
 ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>



[ホームページ]
トップページ

※ご注文の際は、別紙のご注文書に必要事項をご記入の上、ケンツメディコ製品取扱店様へご注文をお願い致します。※デモ機のご依頼は、ケンツメディコ製品取扱店様へご連絡をお願い致します。

2309(3)RK5.86/KS340

頑張る学生さん

秋の応援キャンペーン!

キャンペーン期間 **2023年10月 - 2024年2月**

聴診器のご準備はできてますか?!

- ✓ made in Japan 聴診器特集
- ✓ 豊富な機種をラインナップ ケンツメディコ血圧計

お財布に優しい
**学生特別
価格**

故障時も安心
**在学
保証**

お試しもできる!
**デモ機
貸出可**

KENZMEDICO ケンツメディコ

ケンツメディコは創業以来、聴診器・血圧計を中心とした医療機器メーカーとして、JAPANブランドの誇りと品質を守り続けています。



LINE公式アカウント
製品情報、購入方法、在庫状況など
お気軽にお問い合わせください。



made in Japan
プロモーション動画




ケンツメディコの聴診器は 日本人の耳にやさしくFIT!

point
1

角度調節で耳にフィット

誰の耳にもぴったり合うように、耳管の角度調節ができます。耳孔へ確実にフィットさせることで、音を逃さず快適な装着感を実現しました。



【動画】
耳管の角度調節

point
2

回転ソフトイヤピース

回転式にすることで、耳孔にイヤピースがフィットしたまま耳管が回転し、耳孔の摩擦を軽減します。



【動画】
回転ソフトイヤピース

品名 フレアフォネット No.137Ⅲ

希望小売価格 ¥17,000(税別)
学生特別価格 ¥9,000(税別) [¥9,900(税込)]
製造販売届出番号 11B2X00021137361

品名 フレアフォネット No.137Ⅲ

ブラックエディション(特別仕様)

希望小売価格 ¥18,800(税別)
学生特別価格 ¥11,000(税別) [¥12,100(税込)]
製造販売届出番号 11B2X00021137361

聴診器 人気 No.1


- 全長 約720mm
- 重量 約175g
- 付属品 ソフトイヤピース大1セット、シーリングチップ大・小1セットずつ、抗菌リング1ヶ、スタンダード型ダイアフラム1枚、カバリング1ヶ



成人・小児
兼用モデル

重厚感ある
ステンレス製

クリアな音質
耳に優しい
装着感



- 付属品**
- ▶シーリングチップ
より柔らかいシーリングチップは、耳孔の形に馴染みやすく、遮音性が向上します。
※固定式です。
 - ▶ソフトイヤピース大
※ソフトイヤピース小は、製品に標準付属しています。
 - ▶ダイアフラム、リング
※サスペンデッド型ダイアフラムは、製品に標準付属されています。
ダイアフラムとリングは一体型です。
 - ▶カバリング
小児用面に取り付けることで、スタンダードなダブル聴診器になります。



- カラー/品番
- ブラック 0137B361
 - ネイビーブルー 0137B362
 - セイルブルー 0137B363
 - ライラック 0137B364
 - スカイブルー 0137B365
 - ピンク 0137B366
 - ラズベリーピンク 0137B367
 - パーガンディ 0137B368
 - グレー 0137B369
 - ダークネイビー 0137B370
 - ハンターグリーン 0137B371
 - チョコレート 0137B372
 - パールピンク 0137B373
 - パールブルー 0137B374
 - パールプラム 0137B375
 - ブラックエディション 0137B381



品名 フレアフォネット ライト No.125Ⅱ

希望小売価格 ¥13,000(税別)
学生特別価格 ¥7,800(税別) [¥8,580(税込)]
製造販売届出番号 11B2X00021125201

- 全長 約720mm
- 重量 約100g
- 付属品 ソフトイヤピース大1セット、シーリングチップ大・小1セットずつ、抗菌リング1ヶ、スタンダード型ダイアフラム1枚、カバリング1ヶ



成人・小児
兼用モデル

アルミ製
軽量約100g

装着時の
ストレス軽減

- カラー/品番
- ブラック 0125B201
 - ネイビーブルー 0125B202
 - セイルブルー 0125B203
 - ライラック 0125B204
 - スカイブルー 0125B205
 - ピンク 0125B206
 - ラズベリーピンク 0125B207
 - パーガンディ 0125B208
 - グレー 0125B209
 - ダークネイビー 0125B210
 - ハンターグリーン 0125B211
 - チョコレート 0125B212
 - パールピンク 0125B213
 - パールブルー 0125B214
 - パールプラム 0125B215



抗菌・軽量・耳に やさしい聴診器

抗菌加工で
清潔

軽量の
アルミ製

バネを改良
従来品より
耐久性UP

品名 ナーシングフォネット No.126Ⅲ(ダブル)

希望小売価格 ¥6,400(税別)
学生特別価格 ¥5,455(税別) [¥6,000(税込)]
製造販売届出番号 11B2X00021126201

- 全長 約720mm
- 重量 約100g
- 付属品 ソフトイヤピース大1セット、ネームタグ(クリア)1ヶ



- カラー/品番
- ブラック 0126B201
 - グレー 0126B209
 - セイルブルー 0126B203
 - ダークネイビー 0126B210
 - ライラック 0126B204
 - ハンターグリーン 0126B211
 - スカイブルー 0126B205
 - パールピンク 0126B213
 - ピンク 0126B206
 - パールブルー 0126B214
 - ラズベリーピンク 0126B207
 - パールプラム 0126B215
 - パーガンディ 0126B208



品名 ナーシングフォネット No.116Ⅲ(シングル)

希望小売価格 ¥5,300(税別)
学生特別価格 ¥4,546(税別) [¥5,000(税込)]
製造販売届出番号 11B2X00021116201

- 全長 約720mm
- 重量 約90g
- 付属品 ソフトイヤピース大1セット、ネームタグ(クリア)1ヶ



- カラー/品番
- ブラック 0116B201
 - グレー 0116B209
 - セイルブルー 0116B203
 - ダークネイビー 0116B210
 - ライラック 0116B204
 - ハンターグリーン 0116B211
 - スカイブルー 0116B205
 - パールピンク 0116B213
 - ピンク 0116B206
 - パールブルー 0116B214
 - ラズベリーピンク 0116B207
 - パールプラム 0116B215
 - パーガンディ 0116B208

【製品特徴】 [成人・小児兼用] ●成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準付属。 ●この聴診器ひとつで、成人から小児まで聴診可能。 [成人用面は2WAY仕様] ●サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムの交換可能。 ●シーンに合わせて音が選べる。 [小児用面はダイアフラム面からベル面に変換可能] ●ダイアフラムを外し、カバリングを取り付けるとベル面になります。 フレアフォネット No.137Ⅲ: [優れた音響のステンレス製] ●チェストピースと耳管は、優れた音響特性をもつステンレス製。 フレアフォネット ライト No.125Ⅱ: [フレアフォネット No.137Ⅲのライトウェイトバージョン] ●アルミ製で軽量。 ・ポケットに入れて持ち運びがしやすいです。