

お得意さま 各位

**ケンツメディコ株式会社**〒367-0206  
埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1  
TEL.0495-71-1001  
FAX.0495-72-6716

## 「シーリングチップ 6Φ」仕様変更のご案内

拝啓

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、当該製品につきまして、下記の通り仕様を変更させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

## ■ 対象製品

品名	品番	JANコード
シーリングチップ(大)ケース入り マットブラック 6Φ	0137B551	4580102324618
シーリングチップ(大)ケース入り マットグレー 6Φ	0137B552	4580102324625
シーリングチップ(小)ケース入り マットブラック 6Φ	0137B621	4580102327022
シーリングチップ(小)ケース入り マットグレー 6Φ	0137B622	4580102327039


次の製品におきまして、付属のシーリングチップが仕様変更となります。

- ・ドクターフォネットシリーズ (No.188Ⅲ/No.185)
- ・フレアーフォネットシリーズ (No.137Ⅲ/137P)
- ・ステレオフォネットシリーズ (No.171/No.175/No.178/No.333/No.753)
- ・ティーエスフォネットシリーズ (No.182/No.132)

## ■ 変更内容

材質をPVCからシリコンに変更いたします。サラッとした使用感になり耳孔内の摩擦が軽減します。耳孔へよりフィットするよう、若干形状も変更いたします。

〈マットブラック〉



〈マットグレー〉



## ■ 変更時期

パーツ販売のシーリングチップケース入り6Φにつきましては、弊社在庫終了次第切替させていただきます。(品番、JANコードに変更はございません。)

聴診器に付属のシーリングチップ6Φにつきましては、2025年10月1日からは仕様変更後のシーリングチップを付属した製品を出荷させていただきます。

以上